

Četka za njegu lica

Uputstvo za upotrebu



Pažljivo pročitajte uputstvo, sačuvajte ga za kasniju upotrebu, učinite ga dostupnim i drugim korisnicima i pridržavajte se uputa.



psihičkim,
kada ih neko
razumiju koje

UPOZORENJE

- Uređaj je namijenjen samo za kućnu/privatnu upotrebu.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i preko kao i osobe sa smanjenim osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili osobe sa manjkom iskustva i to samo onda nadgleda ili ako su dobili upute o tome kako sigurno koristiti uređaj i samo ako opasnosti mogu nastati nestručnim korištenjem uređaja.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Održavanje i čišćenje uređaja ne smiju vršiti djeca bez nadzora.
- Ukoliko se ošteti priključni kabal ovog uređaja, isti treba da zamijeni proizvođač, ovlašteni servis ili kvalificirana osoba.

Poštovani kupci,
Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masaže, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.
Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu, učinite ih dostupnim trećim licima i poštujete upozorenja.

Srdačni pozdravi,
Vaš Beurer tim

1. O uređaju

BEURER četka za lice FC 95 pruža vam nježno i temeljito čišćenje kože lica. Uz pomoć ove četke ne samo da ćete očistiti kožu lica, istovremeno ćete potaći prokrvljenost kože. Ova četka čisti i njeguje kružnim i oscilirajućim pokretima i na taj način koža se temeljito čisti. Pored nastavka za normalni tip kože, nastavak za osjetljivi tip kože i nastavak za dubinsko čišćenje tu je i nastavak za piling. Ovaj nastavak razvijen je posebno za piling lica.

2. Obim isporuke

4 x zaštitni poklopac	1 x ručni uređaj
1 x četka nastavak za normalni tip kože	1 x četka nastavak za osjetljivi tip kože
1 x četka nastavak za dubinsko čišćenje	1 x četka nastavak za dubinski piling kože
1 x postolje-punjač	1 x ovo uputstvo

3. Opis simbola

Slijedeći simboli nalaze se u ovom uputstvu i na tipskoj pločici:



UPOZORENJE Napomena o mogućim povredama ili opasnostima za Vaše zdravlje



PAŽNJA Sigurnosne napomene o mogućim štetama na aparatu/priboru.



Napomena Može se koristiti u kadi ili pod tušem.



Pridržavajte se uputstva za upotrebu.



Ovaj uređaj ima duplu zaštitnu izolaciju i time spada u zaštitnu klasu 2.



Uređaj odlažite u skladu sa EG Smjernicom za stare elektronske i električne uređaje – WEEE (Waste Electrical and Electroni Equipment)



Proizvođač



Napomena Napomena o bitnim informacijama.



Koristiti samo u zatvorenim prostorijama.

4. Upotreba u svrhu namjene

Ovaj uređaj koristite isključivo na ljudskom licu (izuzev područja oko očiju).

Ovaj uređaj nemojte koristiti na životinjama! Uređaj nije namijenjen za osobe ispod 8 godina! Uređaj je namijenjen za svrhe opisane u ovom uputstvu. Proizvođač nije odgovoran za štete nastala nestručnom ili lakomislenom upotrebom.

5. Sigurnosne napomene



UPOZORENJE

- Ambalažu držite van dometa djece. Postoji opasnost od gušenja.
- Prije upotrebe provjerite da na uređaju i priboru nema vidljivih oštećenja. U slučaju nedoumice nemojte koristiti uređaj i vratite ga trgovcu ili ovlaštenom zastupniku.
- Mrežni adapter držite dalje od vode.



UPOZORENJE

Uređaj **NEMOJTE** koristiti

- ukoliko imate ispucalu kožu.
- ukoliko imate otvorene rane.
- ukoliko bolujete od kožnih oboljenja ili iritacije kože.
- neposredno poslije sunčanja.
- ukoliko uzimate lijekove koji sadrže steroide.

Napomene za rukovanje sa baterijom

- Ukoliko tečnost iz ćelija baterije dođe u kontakt sa očima ili kožom, to mjesto odmah treba isprati sa dosta vode i nakon toga otići liječniku.
- Opasnost od eksplozije! Baterije nemojte bacati u vatru.
- Koristite samo one punjače koji su navedeni u ovom uputstvu za upotrebu.
- Prije upotrebe bateriju trebete ispravno napuniti. Uvijek se trebete pridržavati uputa proizvođača odnosno uputa u ovom uputstvu za ispravno punjenje baterije.



PAŽNJA

Popravke električnih aparata smiju vršiti samo stručno osoblje. Nestručnim popravkama mogu nastati opasnosti po korisnika. U slučaju popravki obratite se svom trgovcu.

6. Opis uređaja



7. Rukovanje

7.1 Punjenje uređaja

Prije prvog punjenja uređaj ponajprije puniti najmanje 6 sati. Slijedite slijedeće korake:

1. Kabal uključite u punjač.
2. Mrežni priključak uključite u utičnicu.
3. Četku za lice odozgo priključite u punjač. Za vrijeme procesa punjenja naizmjenično u krug svijetle LED lampice na tipki ON/OFF / za brzinu rotacije. Čim se uređaj u potpunosti napuni, LED lampice svijetle trajno.

7.2 Stavljanje četke

Uređaj ima četiri različita četka nastavka.

- Četka nastavak za normalnu kožu.
- Četka nastavak za osjetljivu kožu.
- Četka nastavak za dubinsko čišćenje.
- Četka nastavak za pilin za nježno odstranjivanje viška čestica odumrle kože.

1. Željeni četka nastavak stavite odozgo na mehanizam za pričvršćivanje.
2. Za skidanje četka nastavka sa uređaja, nastavak jednostavno povucite prema gore.

8. Primjena

1. Pričvršćeni četka nastavak navlažite vodom. Uređaj nikada nemojte koristiti sa suhom četka nastavkom, jer bi ste na taj način mogli nadražiti kožu.
2. Na kožu lica nanosite gel za čišćenje.
3. Uređaj pokrenite pritiskom na tipku ON/OFF / za brzinu rotacije u trajanju od dvije sekunde. Četka nastavak počinje da rotira.
4. Uređaj ima tri nivoa rotacije: sporu, srednju brzinu i brzu rotaciju. Za odabir željenog nivoa rotacije jednostavno kratko pritisnite tipku ON/OFF / za brzinu rotacije. Odgovarajuća LED lampica pokazuje koji nivo rotacije ste podesili.
5. Uz pomoć tipke za rotaciju odaberite željeni nivo rotacije. Možete odabrati između kružne rotacije za nježno čišćenje kože lica i oscilirajuće rotacije za temeljito i dubinsko čišćenje kože lica.
6. Sada četka nastavak stavite na lice i čistite kožu lica ravnomjernim pokretima kako bi ste što bolje odstranili ostatke, nečistoću i odumrle ćelije kože.

Napomena

Kako bi tretman čišćenja bio što ugodniji, nemojte previše jako pritiskati rotirajući četka nastavak na kožu. Jedan dio kože tretirajte maksimalno 20 sekundi.

Uređaj ima tajmer podešen na 1 minutu koji stane nakon svakih 20 sekundi. Na ovaj način uređaj vam signalizira da nakon 20 sekundi promijenite mjesto. Nakon 3x20 sekundi uređaj se automatski gasi. Preporučena dužina tretmana iznosi 1 minutu.

7. Nakon tretmana uređaj ugasisite. U tu svrhu držite pritisnutu tipku ON/OFF / za jačinu rotacije u trajanju od dvije sekunde.
8. Kožu temeljito isperite vodom kakao bi uklonili sve ostatke sa kože.
9. Lice posušite peškirom i nakon toga ravnomjernim kružnim pokretima nanosite vlažnu kremu na lice.

9. Čišćenje i čuvanje

9.1 Čišćenje četka nastavaka



PAŽNJA

Prije nego počnete za čišćenjem četka nastavka, isti odvojite od uređaja tako što ga povučete prema gore.

- Nakon svakog korištenja četku nastavak temeljito operite vodom.

9.2 Čišćenje uređaja i punjača postolja

- Uređaj čistite samo na opisan način.
- Nakon upotrebe uređaj čistite mekanom, blago navlaženom krpom. Kod jačeg zaprljanja, na krpu možete staviti nešto blage sapunice. Nemojte koristiti abrazivna sredstva.
- Pazite da voda ne uđe u uređaj. Ukoliko se to ipak desi, uređaj koristite tek onda kada se u potpunosti osuši.
- Uređaj zaštitite od udaraca, vlade, prašine, hemikalija, jakih temperaturnih oscilacija i blizine toplotnih izvora (pećnice, radijatori).

10. Odlaganje

Uređaj odlažite u skladu sa Odredbom za električne i elektronske stare uređaje 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da se obratite nadležnom komunalnom poduzeću.



Prije nego bacite uređaj, izvadite baterije i iste bacite na posebna za to predviđena sakupljališta. Baterije nemojte bacati u kućno smeće. Kako bi izvadili bateriju iz uređaja slomite poklopac za četku nastavak uz pomoć šarafcigera. Izvadite bateriju koja se nalazi u uređaju. Bateriju odnesite u za to predviđena sakupljališta. Za više informacija o odlaganju baterija molimo da kontaktirate vašeg trgovca ili komunalno poduzeće.