

Četka za čišćenje lica

Uputstvo za upotrebu



Pažljivo pročitajte uputstvo, sačuvajte ga za kasniju upotrebu, učinite ga dostupnim i drugim korisnicima i pridržavajte se uputa.

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masaže, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.

Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu, učinite ih dostupnim trećim licima i poštujujte upozorenja.

Srdačni pozdravi,
Vaš Beurer tim

1. Uvod

Četka za čišćenje lica FC 45 pruža vam nježno i dubinsko čišćenje kože lica. Pored toga što ovom četkom možete čistiti kožu vašeg lica, ova četka potiče i prokrvljenost kože lica.

2. Obim isporuke

- 1 x četka za čišćenje lica FC 45
- 1 x četka
- 1 x ovouputstvo
- 2 x AAA 1,5 V baterije

3. Opis simbola

	UPOZORENJE označava opasnost srednjeg rizika, koja može da prouzrokuje smrt ili teške povrede ukoliko se ne izbjegne.
	OPREZ označava opasnost manjeg rizika koja može da prouzrokuje blaže ili srednje povrede ukoliko se ne izbjegne.
NAPOMENA	Napomena o bitnim informacijama.
	Pridržavajte se uputstva.
	Uređajodlažite u skladu sa EG Smjernicom za stare elektronske i električne uređaje – WEEE (WasteElectrical and ElectroniEquipment)
	Proizvođač
	Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve važećih evropskih i nacionalnih smjernica.

4. UPOTREBA U SVRHU NAMJENE

Ovaj uređaj koristite isključivo na ljudskom licu (izuzev područja oko očiju).Ovaj uređaj nemojte koristiti na životinjama! Uređaj nije namijenjen za osobe ispod 8 godina!

Uređaj je namijenjen za svrhe opisane u ovom uputstvu. Proizvođač nije odgovoran za štete nastala nestručnom ili lakomislenom upotrebom.



5. Sigurnosne napomene UPOZORENJE

- Ambalažu držite van dometa djece. Postoji opasnost od gušenja.
- Prije upotrebe provjerite da na uređaju i priboru nema vidljivih oštećenja. U slučaju nedoumice nemojte koristiti uređaj i vratite ga trgovcu ili ovlaštenom zastupniku.
- Pazite da se djeca ne igraju sa ovim uređajem.
- Uređaj držite van dometa djece.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i preko i osobe sa smanjenim psihičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili osobe sa manjkom iskustva ili znanja ako ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili su od iste dobile upute kako sigurno da koriste uređaj i ako razumiju opasnosti koje mogu da nastanu upotrebom ovog uređaja.



UPOZORENJE

Opasnost od povreda

Nepoštivanje slijedećih uputa može dovesti do materijalnih šteta ili povreda.

Uređaj **NEMOJTE** koristiti

- ukoliko imate ispucalu kožu.
- ukoliko imate otvorene rane.
- ukoliko bolujete od kožnih oboljenja ili iritacije kože.
- neposredno poslije sunčanja.
- ukoliko uzimate lijekove koji sadrže steroide.

Popravke električnih aparata smiju vršiti samo stručno osoblje. Nestručnim popravkama mogu nastati opasnosti po korisnika. U slučaju popravki obratite se svom trgovcu.

6. Opis uređaja



7. Priprema uređaja za rad

7.1 Punjenje uređaja

- Četku odozgo stavite na mehanizam za pričvršćivanje četke na uređaju.
- Ako nakon korištenja četku želite da skinete, jednostavno je povucite prema gore.

NAPOMENA

Za postizanje optimalnih rezultata čišćenja lica, četku mijenjajte svaka 4 mjeseca.

7.2 Umetanje baterija

- Povucite prema dolje poklopac na pretincu za bateriju na donjoj strani uređaja.
- Umetnite baterije isporučene uz uređaj. Obratite pažnju da baterije ispravno umetnete u pretinac (+/-).
- Zatvorite poklopac na pretincu za baterije.

8. Rukovanje

1. Četku nakvasite vodom. Uređaj nikada nemojte koristiti sa suhom četka nastavkom, jer bi ste na taj način mogli nadražiti kožu.
2. Na kožu lica nanesite gel za čišćenje.
3. Uređaj pokrenite pritiskom na tipku ON/OFF. Četka počinje da rotira.
4. Uređaj ima dva nivoa brzine: brzi i spori. Po paljenju uređaja četka ponajprije rotira polako. Kako bi odabrali željenu brzinu, kratko pritisnite tipku ON/OFF.
5. Sada četka nastavak stavite na lice i čistite kožu lica ravnomjrnim pokretima kako bi ste što bolje odstranili ostatke, nečistoću i odumrle ćelije kože. Kako bi tretman čišćenja bio što ugodniji, nemojte previše jako pritiskati rotirajući četku na koži. Jedan dio kože tretirajte maksimalno 20 sekundi.
6. Nakon tretmana uređaj ugastite. U tu svrhu držite pritisnutu tipku ON/OFF u trajanju od jedne sekunde.
7. Kožu temeljito isperite vodom kako bi uklonili sve ostatke sa kože.
8. Lice posušite peškirom i nakon toga ravnomjrnim kružnim pokretima nanesite vlažnu kremu na lice.



9. Čišćenje i čuvanje

PAŽNJA

- Prije nego počnete za čišćenjem četka nastavka, isti odvojite od uređaja tako što ga povučete prema gore. Nakon svakog korištenja četku temeljito operite vodom.
- Pazite da voda ne uđe u uređaj. Ukoliko se to ipak desi, uređaj koristite tek onda kada se u potpunosti osuši.
- Uređaj zaštitite od udaraca, vlade, prašine, hemikalija, jakih temperaturnih oscilacija i blizine toplotnih izvora (pečnice, radijatori).
- Nakon upotrebe uređaj čistite mekanom, blago navlaženom krpom. Kod jačeg zaprljanja, na krpu možete staviti nešto blage sapunice. Nemojte koristiti abrazivna sredstva.
- Sve baterije uvijek mijenjajte istovremeno i uvijek koristite baterije istog tipa. Nemojte koristiti baterije na punjenje.
- Curenje baterije može da prouzrokuje oštećenja na uređaju. Ukoliko duže vrijeme ne koristite uređaj, iz istog izvadite baterije.
- Curenje baterije ili oštećene baterije mogu da prouzrokuju povrede na koži. U slučaju da dođe do curenja baterija, molimo da ovdje koristite odgovarajuće zaštitne rukavice.

10. Rezervni dijelovi

Rezervne dijelove možete kupiti ili naručiti kod ovlaštenog trgovca. Molimo da u tu svrhu navedete broj artikla.
Rezervna četka: 605.51

11. Odlaganje

Uređaj odlazite u skladu sa Odredbom za električne i elektronske stare uređaje 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da se obratite nadležnom komunalnom poduzeću.



Baterije bacajte odnosno odnesite u za to predviđena sakupljališta. Za više informacija o odlaganju baterija molimo da kontaktirate vašeg trgovca ili komunalno poduzeće.

Napomena: ovi simboli nalaze se na baterijama koje sadrže štetne materije: Pb=baterija sadrži olovo, Cd=baterija sadrži kadmij, Hg=baterija sadrži živu.

