

Beurer FT 09 Digitalni toplomjer



Uputstvo za upotrebu

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masažera, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka. Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu i učinite ih dostupnim trećim licima i pošaljete upozorenja.

Srdačni pozdravi,
Vaš Beurer tim

Bitne sigurnosne napomene – sačuvati za kasniju upotrebu.

Kako bi iskoristili sve prednosti ovog toplomjera, prije upotrebe temeljito pročitate uputstvo za upotrebu, sačuvajte ga za kasniju upotrebu i stavite ga na raspolaganje drugim korisnicima.

- Toplomjer koristite samo za mjerenje tjelesne temperature kod ljudi.
- Djeca nemojte davati toplomjer bez nadzora.
- Prije svake upotrebe provjerite toplomjer na moguća oštećenja. Oštećeni toplomjeri se ne smiju koristiti.
- Obavezno se pridržavajte minimalnog vremena za mjerenje sve dok se ne oglasi signalni ton. Izmjerene vrijednosti saopćite svom doktoru.
- Toplomjer sadrži osjetljive elektronske dijelove. Zato ga zaštitite od udaraca, savijanja, visokih temperatura ili direktnih sunčevih zraka.
- Može doći do pogrešnog mjerenja ukoliko toplomjer koristite u blizini elektromagnetskih polja kao n.pr. pored mobilnog telefona.
- Nakon uključivanja na ekranu se pojavljuju svi simboli. Provjera tačnosti mjerenja nije potrebna.
- Ako zabilježite abnormalne vrijednosti temperature, molimo da odmah kontaktirate svog porodičnog doktora.

Metode mjerenja:

Mjerenje temperature u anusu (rektalno)

Ova metoda je najpouzdanija i najtačnija. Pažljivo stavite vrh toplomjera 2-3 cm u anus.

Mjerenje temperature u ustima (oralno)

Stavite vrh toplomjera ispod jezik, s lijeve ili desne strane korijena jezika.

Mjerenje temperature ispod pazuha (aksilarno)

Ova metoda mjerenja relativno je netačna i stoga je doktori ne preporučuju.

Metoda mjerenja	Preporučeno trajanje mjerenja	Prosječna razlika u odnosu na rektalnu metodu
u anusu	do signalnog tona	-
u ustima	do signalnog tona	-0,4 °C do -1,5 °C
u pazuhu	najmanje 10 minuta	0,7 °C do -2,0 °C

Upotreba

Ponajprije sklonite zaštitnu foliju sa ekrana. Kratko pritisnite na tipku EIN/AUS (on/off). Kratki zvučni signal će naznačiti da je toplomjer upaljen. Toplomjer će provesti samotestiranje u trajanju od oko 2 sekunde, kada se na ekranu prikažu svi simboli. Nakon toga, na ekranu se pojavljuje referentna vrijednost od 36,5 °C. Nakon puštanja tipke treperi simbol za mjerenje „°C“, a na ekranu se pojavljuje „L“. Toplomjer je tada spreman za mjerenje. Tokom mjerenja na ekranu se prikazuje trenutna temperature i titrajući simbol °C. Mjerenje je gotovo kada simbol °C prestane titrati i kada se oglasi zvučni signal. Sve dok je izmjerena temperatura niža od 32 °C, na ekranu se pojavljuje simbol „L °C“. Više vrijednosti se direktno prikazuju kao n.pr. 32,1 °C. Nastavljenim mjerenjem temperature i nakon zvučnog signala postižu se tačnije vrijednosti. Kod mjerenja pod pazuhom trebate se pridržavati preporučenog vremena za mjerenje iako se oglasi signalni ton. Ukoliko je temperatura viša od 37,5 °C oglasit će se zvučni signal koji upozorava na groznicu (kratki zvučni signal, 4 sekunde dug). Ukoliko je temperatura viša od 44 °C, na ekranu se pojavljuje simbol „H °C“. Kako bi produžili vijek trajanja baterije, isključite toplomjer nakon mjerenja pritiskom na tipku EIN/AUS (on/off). U suprotnom, toplomjer će se sam isključiti nakon 10 minuta.

Memorija

Posljednja izmjerena vrijednost automatski se pohranjuje. Za prikazivanje ove vrijednosti pri uključivanju držite pritisnutu tipku EIN/AUS (on/off) duže od 3 sekunde. Pored izmjerene vrijednosti pojavljuje se simbol za memoriju, n.pr. 37,0 °C. Nakon puštanja tipke, izmjerena vrijednost se briše, na ekranu se kratko pojavljuje referentna vrijednost od 36,5 °C, a nakon toga toplomjer je spreman za mjerenje.

Zamjena baterija

Ovaj toplomjer radi na dugoročne alkalno-manganske baterije (LR 41, 1,55 V), koje traju oko 2 godine. Baterije se moraju zamijeniti kada se na donjem rubu pojavi „T“. Prstima pritisnite poklopac na pretincu za baterije na kraju toplomjera i jako ga povucite prema natrag. Izvadite stare baterije i stavite nove istog tipa. Znak + na bateriji treba da je okrenut prema gore. Zatim zatvorite pretinac za baterije.

Čišćenje/dezinfekcija

Ovaj toplomjer 100% je voodootporan i bez problema se može uranjati pod vodu ili sredstvo za dezinfekciju u svrhu čišćenja. Toplomjer ni u kojem slučaju nemojte kuhati! Koristite jedno od navedenih sredstava za dezinfekciju. Druga sredstva za dezinfekciju mogu prouzrokovati oštećenja na toplomjeru ili ometati rad.

Sredstvo: Isopropylalkohol 70%, Gigasept FF, Lysoformin, Aseptisol.

Napomena: Kada ne koristite toplomjer, molimo da ga čuvate u originalnom pakovanju.

Tehnički podaci

Tip:	toplomjer tipa FT 09
Mjerni opseg:	32 °C do 44 °C
Tačnost mjerenja:	±0,1 °C u kupki između 35,5 °C i 42,0 °C ±0,2 °C u kupki između 32,0 °C i 35,4 °C ±0,2 °C u kupki između 42,1 °C i 44,0 °C
Radna temperatura:	+10 °C do +40 °C, na 30% do 85% relativne vlažnosti vazduha
Temperatura čuvanja:	- 10 °C do +60 °C, na 25% do 90% relativne vlažnosti vazduha