



Depilacija

Uputstvo za upotrebu



Pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu, zadržite ih za kasniju upotrebu i obavezno ih učinite dostupnim drugim korisnicima, te pratite informacije koje sadrže.

Sadržaj:

| | |
|--|----|
| 1. Uključeno u isporuku..... | 2 |
| 2. Znaci i simboli | 2 |
| 3. Namjenska upotreba..... | 3 |
| 4. Upozorenja i bezbjedonosne napomene..... | 3 |
| 5. Šta je beurer Velvet Skin Pro? | 7 |
| 6. Opis uređaja | 8 |
| 6.1 Detaljan opis | 8 |
| 7. Prije nego što počnete | 9 |
| KORAK 1: Provjerite da li je beurer Velvet Skin Pro pogodan za vas | 9 |
| KORAK 2: Test osjetljivosti na koži | 9 |
| KORAK 3: Jednostavno uklanjanje dlačica pomoću beurer Velvet Skin Pro za najbolje rezultate..... | 11 |
| KORAK 4: Pripremite područje tretmana | 11 |
| KORAK 5: Podesite intenzitet energije / automatsko otkrivanje tona kože..... | 11 |
| KORAK 6: Upoznajte se sa mogućim neželjenim efektima korištenja beurer Velvet Skin Pro | 12 |
| KORAK 7: Šta se može očekivati od od tretmana koristeći beurer Velvet Skin Pro?..... | 13 |
| 8. Upotreba beurer Velvet Skin Pro | 13 |
| 8.1 Početak tretmana..... | 13 |
| 8.2 Tretman lica..... | 15 |
| 8.3 Njega nakon tretmana lica..... | 15 |
| 9. Čuvanje beurer Velvet Skin Pro | 16 |
| 9.1 Čišćenje | 16 |
| 10. Rješavanje problema | 16 |
| 11. Često postavljana pitanja | 16 |
| 12. Odlaganje | 18 |
| 13. Tehnički podaci | 19 |
| 14. Osnovni dio | 19 |
| 15. Tabela boja dlačica i kože..... | 20 |

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masažera, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka. Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu i učinite ih dostupnim trećim licima i poštujujte upozorenja.

Srdačni pozdravi,

Vaš Beurer

1. Uključeno u isporuku

- 1 beurer IPL Velvet Skin Pro
- 1 precizni priključak
- 1 mrežni adapter
- 1 set uputstava za upotrebu
- 1 torbica za skladištenje








UPOZORENJE

- Uređaj i adapter su namijenjeni samo za kućnu/privatnu upotrebu, a ne za komercijalnu upotrebu.
- Ovaj uređaj je pogodan samo za odrasle osobe iznad 18 godina.
- Djeca se ne smiju igrati sa uređajem.
- Provjerite da li su uređaj i mrežni kabal u savršenom radnom stanju prije svake upotrebe. •U slučaju oštećenja, uređaj se ne smije koristiti.
- Uređaj i adapter ne smiju postati vlažni.
- Nemojte koristiti uređaj u vlažnom okruženju, na primjer u blizini kade, umivaonika, tuševa ili drugih posuda sa vodom ili drugim tečnostima - rizik od strujnog udara!
- Nikad ne gledajte u svjetlo.
- Nemojte stavljati predmete u uređaj.
- Provjerite da otvori uređaja nisu pokriveni.
- Da biste izbjegli električni udar, nemojte dodirivati bilo koje unutrašnje komponente ako uređaj je oštećen.
- Ako je mrežni kabal ovog uređaja oštećen, mora se odložiti. Ukoliko se ne može ukloniti, uređaj mora biti odložen. Nikada ne dozvolite da uređaj radi bez nadzora. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da oni ne koriste uređaj kao igračku.

2. Znaci i simboli

Slijedeći simboli se mogu naći u ovim uputstvima za upotrebu i na uređaju:

| | | |
|--|---|---|
| | Opasnost | Ovaj uređaj se ne smije koristiti blizu vode ili u vodi (npr. u umivaoniku, u tušu, ili kupatilu) - rizik od električnog udara! |
| | Upozorenje | Obavještenje o upozorenju koje ukazuje na rizik od povrede ili oštećenja zdravlja. |
| | Važno | Bezbjedonosna napomena koja ukazuje na moguća oštećenja uređaja / dodataka. |
| | Napomena | Napomena o važnim informacijama. |
| | Pročitajte uputstva za upotrebu. | |
| | Uređaj je dvostruko zaštićen i odgovara klasi zaštite 2 | |
| | Oprez: optička radijacija. | |
| | Koristite samo u zatvorenom prostoru. | |

| | |
|---|--|
|  | Zaštitite od vlage. |
|  | Držite udaljeno od očiju. |
|  | Nemojte koristiti na preplanuloj koži ili poslije izlaganja suncu. |
|  | Odložite uređaj u skladu sa ECC direktivom- WEEE (Otpad električne i elektronske opreme) |
|  | Ovaj proizvod odgovara zahtjevima važećih evropskih i nacionalnih direktiva. |

3. Namjenska upotreba

Beurer Velvet Skin Pro namijenjen je za upotrebu od strane odraslih osoba, za uklanjanje neželjenih dlačica na tijelu. Idealna područja na tijelu na kojima se koristi beurer Velvet Skin Pro su noge, područje pazuha, bikini zona, prsa, stomak i dio lica ispod jagodica na obrazima (za žene). Uređaj nije namijenjen za uklanjanje dlačica na anusu, genitalijama ili bradavicama. Koristite ga samo u skladu sa uputstvima za upotrebu.

4. Upozorenja i bezbjedonosne napomene



UPOZORENJE

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte sigurnosne napomene i tačno ih pratite kad god koristite beurer Velvet Skin Pro. Nepoštovanje slijedećih uputstava može dovesti do povrede ili materijalne štete. Čuvajte ova uputstva za upotrebu na sigurnom mjestu i učinite ih dostupnim drugim korisnicima. Uvjerite se da su uputstva za upotrebu uključena, ako proslijedite uređaj trećem licu.

- Ovaj uređaj mogu da koriste osobe sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ako se nadgledaju od strane odgovorne osobe ili ako dobiju detaljna uputstva o tome kako da koriste uređaj.
- Nemojte koristiti beurer Velvet Skin Pro kada ste trudni ili dojite.
- Ako otkrijete ekstremno crvenilo, plikove ili opekotine na koži, **PRESTANITE SA KORIŠTENJEM UREĐAJA!**
- 48 sati prije upotrebe senzora Velvet Skin Pro po prvi put, obavite test kožne osjetljivosti na malom području kože, na predviđenom području za tretman (pogledajte poglavlje 7, korak 2: "Test osjetljivosti na koži").
- Nikad ne gledajte direktno u svjetlo emitovano iz IPL lampe. Ovaj proizvod emituje potencijalno opasno optičko zračenje. Osigurajte da površina svjetlosti priključka ostaje u punom kontaktu sa kožom.
- Nikada ne pokušavajte da oslobodite svjetlosni impuls u vazduh!
- Na osnovu "Tabela boja dlačica i kože" na zadnjoj strani ovih uputstava za upotrebu, odredite koji intenziteti svjetlosti najbolje odgovaraju boji Vaše kože i dlačicama na tijelu i da li je ova metoda pogodna za Vas uopšte (ukoliko nije, ovo je označeno sa 'x' u tabeli).
- Nemojte koristiti beurer Velvet Skin Pro na prirodno tamnoj koži. Tretiranje tamne kože sa beurer Velvet Skin Pro može imati negativne posljedice, kao što su opekotine, plikovi ili diskoloracija kože (hiper ili hipopigmentacija).
- Beurer Velvet Skin Pro najbolje funkcioniše na tamnijim tipovima dlačica ili na dlačicama sa visokim sadržajem melanina. Crne i tamno smeđe dlačice pokazuju najbolju reakciju i, iako ako će i smeđe i svijetlo smeđe dlačice također imati reakciju na tretman, to obično zahtijeva više sesija za uklanjanje dlačica. Crvene dlačice bi mogle proizvesti reakciju. Bijele, sive ili plave

dlačice obično ne reaguju na beurer Velvet Skin Pro, iako je nekoliko korisnika primjetilo rezultate poslije višestrukih sesija za uklanjanje dlačica.

- Beurer Velvet Skin Pro može izazvati privremenu pigmentaciju.
- Ne pokušavajte da otvorite ili popravite svoj beurer Velvet Skin Pro uređaj. Kada se beurer Velvet Skin Pro otvori, možete doći u kontakt sa opasnim električnim komponentama ili sa svjetlosnim impulsom energije, što može dovesti do ozbiljnih povreda i / ili trajnog oštećenja očiju.



OPASNOST

Čuvajte beurer Velvet Skin Pro dalje od vode! Beurer Velvet Skin Pro je električni uređaj. Ne stavljajte ga u vodu ili nemojte da dozvolite da padne u vodu ili bilo koju drugu tečnost.

Ovo može dovesti do teškog električnog udara.

- Nemojte koristiti beurer Velvet Skin Pro kada se kupate.
- Nemojte koristiti beurer Velvet Skin Pro kada je uređaj vlažan ili mokar.
- Nemojte posezati za Velvet Skin Pro ako je pao u vodu.
- Nikad ne dodirujte mrežni utikač ili uređaj mokrim rukama!

Napomene o rukovanju baterijama

- Ako vaša koža ili oči dođu u dodir sa tečnošću iz baterije, isperite zahvaćena područja sa vodom i potražite medicinsku pomoć.
- Zaštitite baterije od prekomjerne toplote.
- Opasnost od eksplozije! Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Nemojte rastavljati, otvarati ili gnječiti baterije.
- Koristite samo punjače navedene u uputstvima za upotrebu.
- Baterije morate pravilno napuniti prije upotrebe. Uputstva proizvođača i specifikacije u ovim uputstvima za korištenje, u vezi sa pravilnim punjenjem, moraju se pratiti u svakom trenutku.
- Potpuno napunite bateriju prije početne upotrebe (pogledajte Poglavlje 8.1).
- Da biste postigli što duži vijek trajanja baterije, potpuno napunite bateriju najmanje dva puta godišnje.



VAŽNO

Da biste spriječili oštećenje

- Ne pokušavajte da otvorite ili popravite svoj beurer Velvet Skin Pro uređaj. Pokušavajući da otvorite beurer Velvet Skin Pro može oštetiti uređaj i poništiti vašu garanciju.
- Tokom upotrebe, ne izlažite uređaj temperaturama ispod 10 ° C ili iznad 40 ° C.
- Uređaj nikada ne treba ostaviti bez nadzora kada je glavni dio priključen u utičnicu.
- Koristite samo beurer Velvet Skin Pro za njegovu predviđenu namjenu i kako je opisano u uputstvima za upotrebu.
- Nemojte koristiti beurer Velvet Skin Pro ako je kabal ili utikač oštećen i držite mrežni kabal daleko od vrućih površina.
- Prije čišćenja povucite mrežni utikač uređaja beurer Velvet Skin Pro iz utičnice.
- Izvucite mrežni utikač iz utičnice nakon punjenja baterije.
- Nemojte koristiti beurer Velvet Skin Pro sa dodacima ili dodatnom opremom koja se ne preporučuje od strane Beurer GmbH.
- Nemojte koristiti beurer Velvet Skin Pro ako vidite ili namirišete dim dok koristite uređaj.
- Nemojte koristiti beurer Velvet Skin Pro ako ne funkcioniše ispravno ili ako se čini da je oštećen.
- Nemojte koristiti beurer Velvet Skin Pro ako je senzor boje kože ispod svjetlosne površine puknut ili slomljen.
- Nemojte koristiti beurer Velvet Skin Pro ako je spoljašnje kućište napuklo ili se raspada.
- Nemojte koristiti beurer Velvet Skin Pro ako je svjetlosna površina puknuta, slomljena ili nedostaje.
- Nemojte koristiti beurer Velvet Skin Pro ako je kabal ili utikač oštećen.
- Napunite uređaj samo sa isporučenim adapterom.
- Nemojte koristiti uređaj ako je UV filter prozora za emitovanje svjetla oštećen.
- Ne koristite precizan dodatak ako je filter oštećen.
- Uvjerite se da je obezbjeđen neometan protok vazduha kroz otvore za ventilaciju.



UPOZORENJE

Nemojte koristiti bilo beurer Velvet Skin Pro pod bilo kojim okolnostima, ako patite od jedne od slijedećih bolesti:

- Ako bolujete od raka kože ili ste ranije bolovali u prošlosti.
- Ako bolujete od epilepsije.
- Ako patite od keloidnih ožiljaka.
- Ako imate herpes ili psorijazu.
- Ako ste osjetljivi na svjetlost ili imate drugi oblik osjetljivosti na svjetlost, kao što je porfirija, polimorfna fotodermatoza, sunčana urtikarija, lupus, itd.
- Ako bolujete od metaboličkog poremećaja, kao što je dijabetes.
- Ako imate poremećaj zgrušavanja krvi.

Nemojte koristiti beurer Velvet Skin Pro, pod bilo kojim okolnostima, ako uzimate bilo koji od slijedećih lijekova:

- Ako uzimate lijek koji čini kožu osjetljivijom na svjetlost, uključujući ne-steroidne antiinflamatorne lijekove (na primjer, aspirin, ibuprofen, paracetamol), tetraciklini, fenotiazini, tiazidni diuretici, sulfonilurea, sulfonamid, DTIC (dakarbazin), fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa hidroksi kiseline (AHA), beta hidroksi kiseline (BHA), Retin-A®, Accutane® i / ili topikalni retinoidi.
- Ako ste u toku ili ste nedavno prošli tretman azelaične kiseline.
- Ako ste u posljednje dvije sedmice unijeli tetraciklinske antibiotike.
- Ako ste u posljednjih šest mjeseci liječili sa Accutane® (izotretinoin).
- Ako ste bili na steroidima u posljednja tri meseca.
- Ako ste u posljednjih šest do osam sedmica imali tretman pilinga kože ili neki drugi postupak zaglađivanja kože.
- Ako ste u protekla tri mjeseca prošli zračenje ili hemoterapiju.

Nemojte koristiti beurer Velvet Skin Pro, pod bilo kojim okolnostima u slijedećim područjima:

- Na mukoznim membranama u području ušiju ili nosa.
- Na ili pored aktivnog implanta, kao što je pejsmejker ili uređaj za inkontinenciju, inzulinska pumpa itd.
- Na licu iznad jagodica na obrazima, oko očiju, obrva ili trepavica za žene, pošto istom može rezultirati ozbiljnim oštećenjima očiju.
- Na cijelom licu i vratu za muškarce.
- Na bradavicama, genitalijama (muškim ili ženskim) ili oko anusa.
- Na mjestu pirsinga ili drugim metalnim predmetima, kao što su naušnice ili nakit.
- Na tetovažama ili područjima sa stalnom šminkom.
- Na tamno smeđim ili crnim mrljama, kao što su velike pjege, benovi, mladeži, plikovi ili bradavice.
- Na ekcemu, psorijazi, leziji, otvorenim ranama ili akutnim infekcijama. Sačekajte da zahvaćeno područje bude izliječeno prije upotrebe beurer Velvet Skin Pro.
- Na oštećenoj ili napuknutoj koži ili na područjima sa rizikom od maligniteta.
- Na području vašeg tijela gdje ćete možda u budućnosti željeti da imate dlačice.



Upozorenje onima koji se sunčaju - prije i poslije tretmana!

Sunčanje prije tretmana

1. Poslije sunčanja, sačekajte najmanje dvije sedmice prije korištenja uređaja.
2. Prije tretmana, provjerite da li koža ima znakova opekotina od sunca. Ako imate opekotine koje nisu zacijelile, sačekajte dok potpuno zacijele da biste koristili uređaj.
3. Izvršite test kožne osjetljivosti (pogledajte Poglavlje 7, korak 2) da biste odredili koji intenzitet energije je pravi za Vas.



Sunčanje poslije tretmana

1. Nakon tretmana, sačekajte najmanje 48 sati prije sunčanja. Koža koja je još uvijek crvena mora se držati izvan dometa sunca.
2. Prve dvije sedmice nakon tretmana tretirana koža mora biti prekrivena odjećom ili zaštitom od sunca (najmanje SPF 30) kada ste izloženi sunčevim zrakama.


Tamnjenje s vještačkom svjetlošću

Upute za "sunčanje prije tretmana" i "sunčanje poslije tretmana" također se primjenjuju na sunčanje-tamnjenje koristeći vještačku svjetlost i losion za tamnjenje.


Nemojte koristiti uređaj 24 sata prije ili poslije boravka u sauni / bazenu, pošto hlór može dovesti do iritacije kože.




Napomena Ova lista nije iscrpna. Ako niste sigurni da li je bezbjedno da koristite beurer Velvet Skin Pro, potražite savjet od svog doktora ili dermatologa.



Prije upotrebe beurer Velvet Skin Pro uređaja



Tokom pulsa iz beurer Velvet Skin Pro uređaja



Nakon upotrebe Velvet Skin Pro uređaja

5. Šta je beurer Velvet Skin Pro?

Beurer Velvet Skin Pro je uređaj zasnovan na svjetlu za trajno uklanjanje dlačica, za ličnu upotrebu. Proces uklanjanja dlačica na bazi lasera i svjetlosti je dobro poznata i dokazana metoda. Za 15 godina kliničkih primjena širom svijeta, dokazano je da je bezbjedan i efikasan metod za postizanje trajnog umanjenja dlačica.

Kako svjetlo uklanja dlačice?

Odstranjivanje dlačica na bazi svjetlosti zasniva se na principu selektivne fototermolize, koja koristi optičku energiju da deaktivira rast dlačica. Da bi se postigao takav toplotni efekat, vlasi moraju selektivno apsorbirati energiju svjetlosti i pretvoriti je u toplotu. Ova selektivnost se postiže kada se optička energija koja se oslobađa u tkivo, uglavnom apsorbuje pigment vlasi, dok koža i okolno tkivo ostaje hladno. Melanin je pigment u dlačicama koji je odgovoran za apsorbovanje svjetlosti i generiše toplotu koja na kraju deaktivira rast dlačica. Zbog toga što je melanin više prisutan u vlasi (tj. tamnije su dlačice), više svjetlosti se može apsorbovati i efikasnije svjetlost može da djeluje.



Anagena faza - faza rasta




Katagena faza - prelazna faza



Telogena faza - faza odmora

Kakav uticaj ima ciklus rasta dlačica na uklanjanje dlačica na bazi svjetlosti?

Svaka dlačica na našem tijelu prolazi kroz tri faze ciklusa rasta dlake: anagena, katagena i telogena. Ove faze imaju značajan uticaj na efikasnost uklanjanja dlačica na bazi svjetlosti. Anagena faza je faza rasta dlačica, dok je katagena faza - prelazna faza, a telogena faza je faza odmora. Iako se trajanje potpunog ciklusa rasta dlačica razlikuje od osobe do osobe i zavisi od područja tijela na kojem dlačice traje od 18 do 24 mjeseci. U bilo folikula dlačica na površini kože Beurer Velvet Skin Pro ne može dlačice koje odmaraju.



do osobe i zavisi od rastu, ciklus obično koje vrijeme, većina je u fazi odmora. imati efekta na ove

Međutim, dlačice u fazi rasta - reaguju na uređaj beurer Velvet Skin Pro. Imajte na umu da je potreban najmanje jedan kompletan ciklus rasta dlačica da bi se postiglo dugotrajno uklanjanje dlačica pomoću beurer Velvet Skin Pro.

Sa Beurer Velvet Skin Pro, bezbjednost je glavni prioritet

• **IPL tehnologija sa Beurer Velvet Skin Pro - najviši nivo bezbjednosti sa nižim nivoom energije.** Zahvaljujući tehnologiji intenzivnog impulsnog svjetla (IPL), trajni rezultati uklanjanja dlačica mogu se postići sa samo djelićem energije koju koriste drugi uređaji za uklanjanje dlačica na bazi svjetlosti. Niski nivo energije koji se koristi

u beurer Velvet Skin Pro uređaju smanjuje potencijalni rizik od oštećenja ili komplikacija i doprinosi vašoj općoj sigurnosti.

• Beurer Velvet Skin Pro štiti vašu kožu

Uklanjanje dlačica na bazi svjetlosti nije pogodno za prirodno tamnije tonove kože ili osunčanu kožu. Beurer Velvet Skin Pro ima integrisani *senzor boje kože* koji mjeri boju područja kože treba tretirati, što znači da je moguće koristiti uređaj samo na odgovarajućim bojama kože. Ova bezbjedonosna karakteristika sprječava da tretirate Vašu kožu ako je suviše tamna ili suviše osunčana. Otvor svjetla uređaja posjeduje ugrađenu UV zaštitu, blokirajući opasno UV zračenje.



• Beurer Velvet Skin Pro uređaj štiti vaše oči

Da bi zaštitio oči, beurer Velvet Skin Pro ima ugrađeni senzor za kontakt sa kožom. Senzor je razvijen tako da se ne mogu emitovati svjetlosni impulsi kada se uređaj drži u vazduhu. Bljesak se samo aktivira kada je senzor za kontakt sa kožom položen na kožu.

6. Opis uređaja

| | | |
|--|----|---|
|  | 1 | Bljeskajuće svjetlo |
| | 2 | Otvor svjetla |
| | 3 | Dugme za pokretanje (režim "Auto Flash" je primijenjen nakon što su aktivirana u slijedu 3 bljeska) |
| | 4 | Prikaz nivoa energije |
| | 5 | Prikaz nivoa baterije |
| | 6 | Dugmad za izbor nivoa energije |
| | 7 | Dugme za automatsko otkrivanje tonova kože |
| | 8 | ON / OFF - dugme |
| | 9 | Indikatorska lampica |
| | 10 | Senzor za kontakt sa kožom i bojom kože |
| | 11 | Utičnica za punjenje |

6.1 Detaljan opis

- Dugme ON / OFF** - Uređaj se uključuje i isključuje jednostavnim pritiskom na dugme . Uređaj automatski se isključuje ako se ne koristi pet minuta. Kada je uređaj uključen, sva svjetla na prikazu nivoa energije kratko svijetle, nakon čega se uređaj prebacuje na nivo energije 1.
- Dugme za automatsko otkrivanje tonova kože** - pritiskom na dugme  možete utvrditi preporučeni nivo energije za Vaš tretman na odgovarajućem području kože. Ako se ovo dugme pritisne, ono svijetli zelenom bojom i svi dugmad za izbor nivoa energije bljeskaju deset sekundi. Ako je senzor za kontakt sa kožom u punom kontaktu sa željenom područjem za tretman i emituje se svjetlosni puls, preporučeni nivo energije (u zavisnosti od tona kože na području koje se tretira) automatski se podešava; potom prikaz nivoa energije svijetli. Treba napomenuti da je preporučeni nivo energije odabran samo ako se odgovarajuće dugme pritisne, a ne ako se ton kože promijeni ili se promijeni područje tretmana.
- Dugmad za izbor nivoa energije** - Dugme + (viši nivo energije) i - (niži nivo energije) omogućavaju da birate između šest različitih nivoa. Izaberite nivo energije prema Vašoj ličnoj fizičkoj udobnosti ili na osnovu testa osjetljivosti na koži. Možete koristiti dugme za automatsko otkrivanje tona kože za izbor optimalnog nivoa energije za svako područje tretmana.
 - pritiskom na dugmad + ili - (nakon uključivanja uređaja), energija će se povećati ili smanjiti za jedan nivo. Svaki dodatni pritisak mijenja nivo energije između najnižeg (označen sa "1") i najvišeg nivoa (označen sa "6").
 - Odgovarajući broj zelenih svjetala na ekranu nivoa energije svijetli u zavisnosti od izabranog nivoa energije.
- Indikator statusa baterije** - Ovaj ekran pruža informacije o stanju napunjenosti baterije:
 - Crveno - Punjenje baterije.
 Napomena: Ako svjetlost nivoa energije 1 svijetli pored ovog crvenog svjetla, uređaj je uključen.
 - Zeleno - Baterija je potpuno napunjena i uređaj je povezan sa vanjskim napajanjem.
 - Crveno, lagano treperi - Stanje niske napunjenosti baterije (približno 30 procenata).
 - Crveno, brzo treperi - Veoma nizak status napunjenosti baterije (otprilike 10 procenata).

Napomena: Ekran punjenja baterije svijetli samo zeleno ili samo trepti crveno ako je uređaj uključen.

5. **Indikatorska lampica** - Ovaj ekran na zadnjoj strani uređaja ima nekoliko različitih statusnih svjetala (pogledajte sljedeću tabelu).

| Ekran (displej) | Način | |
|-----------------------|---|--|
| Osvijetljeno, zeleno | Uključeno | Spreman za svjetlosni impuls. Nijedno svjetlo ne svijetli kada emituje svjetlosni impuls ili između svjetlosnih impulsa. |
| Svijetli, narandžasto | Aktiviranje (svjetlosnog pulsa) je blokirano. | Uređaj ne emituje svjetlosni impuls zbog nedovoljnog kontakta sa kožom. |
| Svijetli, crveno | Aktiviranje (svjetlosnog pulsa) je blokirano. | Uređaj ne emituje svjetlosni impuls zbog nedozvoljenog tona kože (visoka Fitzpatrick vrijednost prema napomenama na zadnjoj stranici uputstava za upotrebu. |
| Bljeska, narandžasto | Pokazatelj kraja upotrebnog vijeka. | Pokazuje da će uskoro upotrebnii vijek bljeskajućeg svijetla biti pri kraju. |
| Osvijetljeno, crveno | Pokazatelj kraja upotrebnog vijeka. | Uređaj je trajno blokirano, bljeskajuće svjetlo je dostiglo svoju granicu svijetljenja, pojavio se unutrašnji kvar ili prozor tretmana nije ispravno postavljen na uređaj. |

7. Prije nego počnete

KORAK 1: Provjerite da li je uređaj beurer Velvet Skin Pro pogodan za Vas



UPOZORENJE

Prije upotrebe uređaja beurer Velvet Skin Pro po prvi put provjerite da li je uređaj pogodan za Vas. Da biste provjerili da li je beurer Velvet Skin Pro pogodan za Vas, pročitajte poglavlje "4. Upozorenja i bezbjedonosne napomene" i odredite koji intenziteti svjetlosti najbolje odgovaraju vašoj koži i dlačicama na tijelu i da li je ova metoda je pogodna za Vas uopšte (ukoliko nije, ovo je označeno sa "x" u tabeli) na osnovu "Tabela boja dlačica i kože" na zadnjoj strani ovih uputstava za upotrebu.

KORAK 2 : Test osjetljivosti na koži



UPOZORENJE

Izvršite test osjetljivosti na kožu prije upotrebe beurer Velvet Skin Pro. Cilj testa osjetljivosti na koži je da odredi kako Vaša koža reaguje na tretman kada koristete beurer Velvet Skin Pro. Štaviše, to Vam pomaže da postavite optimalni nivo energije za svako područje tretmana. Izvršite test osjetljivosti na koži na svakom području kože koje želite da tretirate **48 sati** prije kompletnog tretmana.



Napomena U slučaju tretmana lica, test osjetljivosti na koži se mora obaviti na području bez dlačica kao što je ispod uha ili sa strane vrata.

1. Prije tretmana, provjerite da li je koža obrijana, očišćena i suha (bez bilo kakvog ostatka kao što je puder, krema, šminka, antiperspirant ili dezodorans).



UPOZORENJE NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA ne smijete da čistite kožu sa zapaljivim tečnostima kao što je alkohol ili aceton nedugo prije upotrebe uređaja beurer Velvet Skin Pro.

2. Podesite uređaj kako je opisano u Poglavlju 8.1 "Početni tretman" pod tačkama od 2 do 5.
3. Postavite područje svjetlosti uređaja na željeno ispitno područje i uvjerite se da je u punom kontaktu sa kožom.
4. Uređaj se automatski podešava na najniži nivo energije. Pokrenite prvi impuls sa nivoom energije 1 pritiskom na dugme za pokretanje/aktiviranje. Vidjećete svjetliji bljesak, čuti pucketajući zvuk i možda ćete osjećati blago peckajuću senzaciju i / ili toplinu. Unutar maks. 3 sekunde, uređaj je spreman za slijedeći puls i indikatorna lampica na beurer Velvet Skin Pro stalno svijetli zelenom bojom.
5. Sklonite otvor svjetlosti sa kože i stavite je na slijedeći dio ispitnog prostora.



Napomena Povećajte energetski nivo samo ako prethodni nivo nije neprijatan za Vas. Ako je nivo energije 1 neugodan za Vas, nemojte povećavati nivo energije.



Napomena Možete koristiti dugme za automatsko otkrivanje tonova kože kako biste automatski odredili preporučeni nivo energije za odgovarajuće područje primjene. Budite sigurni da je preporuka zasnovana na osnovu Vašeg tona kože. Nivo energije možete podesiti u bilo kojem trenutku.

6. Nivo energije se može povećati za povećanje od 1 pritiskom na "+" dugme nivoa energije. Indikator nivoa energije svijetli u skladu sa izabranim nivoom energije. Aktivirajte drugi impuls sa nivoom energije 2 pritiskom na dugme za pokretanje.

7. Ponovite korake 5 i 6 samo ako se dobro osjećate, dok ne dostignete gornji nivo energije 6. Zaustavite test ako se osjećate neprijatno, jer postoji rizik od štetnih posljedica ako je nivo energije povećan. Zaustavite test odmah ako primjećujete štetne efekte kao što su ekstremno crvenilo ili pojava plikova.

8. Sačekajte 48 sati i ispitajte tretirani prostor. Ako koža na tretiranom području izgleda normalno (nema reakcije ili blago crvenilo), možete nastaviti sa punim tretmanom korištenjem najvišeg nivoa energije za koji ste tokom testa ustanovili da je prilično ugodan. Ako primjetite ekstremno crvenilo, oticanje ili pojavu plikova čak i na niskom nivou energije, ne vršite potpun tretmana ovom području.



Napomena Ne obavljajte potpun tretman sa nivoom energije koji prethodno niste testirali! Ne tretirajte testirano područje najmanje nedjelju dana nakon obavljanja testa.

KORAK 3: Planirajte uklanjanje dlačica pomoću beurer Velvet Skin Pro za najbolje rezultate

Tipičan ciklus rasta dlačica može trajati od 18 do 24 mjeseca. Tokom ovog perioda, nekoliko sesija uz pomoć beurera Velvet Skin Pro može biti neophodno da bi se postiglo trajno uklanjanje dlačica. Efikasnost uklanjanja dlačica razlikuje se od osobe do osobe i varira u zavisnosti od područja tijela i boje dlačica, kao i o tome kako se koristi beurer Velvet Skin Pro.

Tipičan plan uklanjanja dlačica pomoću beurer Velvet Skin Pro preko kompletnog ciklusa rasta dlačica:

- Potrebno je izvršiti prve tri do četiri sesije za uklanjanje dlačica pomoću beurer Velvet Skin Pro otprilike u razmacima od po 2 sedmice.
- Petu do sedme sesije za uklanjanje dlačica, uz pomoć uređaja beurer Velvet Skin Pro, treba izvršiti otprilike u razmacima od po 4 sedmice. Nakon toga, sa vremena na vrijeme možete koristiti beurer Velvet Skin Pro kada je potrebno, dok se ne postignu trajni rezultati. Ovo odgovara preporučenom planu tretmana koji je dokazao da postiže najbolje rezultate. Međutim, možete napraviti drugačiji plan ličnog tretmana i opet ostvariti zadovoljavajuće rezultate.



Napomena Rezultati uklanjanja dlačica ne mogu se poboljšati tretiranjem istog dijela tijela više od jednog puta unutar dvije sedmice.

Uobičajena njega nakon tretmana, nakon postizanja trajnog uklanjanja dlačica sa uređajem beurer Velvet Skin Pro Zbog hormonalnih ili drugih fizioloških promjena, folikule dlačica koje odmaraju mogu postati aktivne. Iz tog razloga, sesije za uklanjanje dlačica za naknadnu obradu pomoću beurer Velvet Skin Pro mogu biti potrebne sa vremena na vrijeme.

KORAK 4: Pripremite područje tretmana Prije tretmana, osigurajte da je koža obrijana, čista i suha (bez bilo kakvih ostataka kao što su puder, krema, šminka, antiperspirant ili dezodorans).



UPOZORENJE Nemojte čistiti kožu zapaljivim tečnostima kao što je alkohol ili aceton kratko prije upotrebe beurer Velvet Skin Pro.

KORAK 5: Podesite intenzitet energije / automatsko otkrivanje tonova kože

Nivo energije Nivo energije određuje intenzitet svjetlosnog pulsa koji emitira Velvet Skin Pro na Vašu kožu (od najnižeg nivoa (-) do najvišeg nivoa (+)). Ekran nivoa energije na uređaju pokazuje povećanje nivoa energije. Kako se nivo energije povećava, također se povećavaju rezultati uklanjanja dlačica i rizik od mogućih neželjenih efekata i komplikacija. Uvijek započnite prvi tretman za uklanjanje dlačica na nivou energije koji je određen u automatskom testu prepoznavanja tona kože i koji je potvrđen u testu kožne osjetljivosti.

Automatsko otkrivanje tona kože / mjerenje tona kože Automatsko otkrivanje tona kože omogućava Vam da vidite odgovarajući nivo energije za Vaš ton kože prikazan na uređaju.



Napomena • Za vašu sigurnost uvijek izaberite najtamnije područje kože (npr. spoljnu stranu donjeg dijela noge, stražnji dio ruke) **Važno:** Prije upotrebe na drugom dijelu tijela, morate preduzeti još jedno mjerenje. • Uređaj ne aktivira svjetlosne impulse u režimu otkrivanja tona kože • Ako želite ranije poništiti otkrivanje tona kože, pritisnite jedno od dugmadi za izbor nivoa energije (+ ili -) da se ponovo vratite u normalni režim.

Ako primjetite malu ili nikakvu iritaciju tokom i nakon prvog tretmana za uklanjanje dlačica dok koristite preporučeni nivo energije, možete povećati nivo energije za 1 u narednim sesijama.



UPOZORENJE Nemojte povećavati nivo energije ako doživite neobičnu količinu bolova tokom ili poslije tretmana pomoću beurer Velvet Skin Pro! (Pogledajte "Korak 6 Upoznajte se sa mogućim neželjenim efektima"). Nemojte povećavati nivo energije tokom sesije za uklanjanje dlačica, čak i ako ne primjećujete nelagodnost. Iritacija može nastupiti neko vrijeme nakon samog tretmana.

KORAK 6: Upoznajte se sa mogućim neželjenim efektima upotrebe berer Velvet Skin Pro

Ako se beurer Velvet Skin Pro koristi u skladu sa uputstvima u ovim uputama za upotrebu, neželjeni efekti i komplikacije se rijetko javljaju u vezi sa upotrebom beurer Velvet Skin Pro. Kako god, svaki metod kozmetičkog tretmana - uključujući i metode kao što su one namijenjene za upotrebu kod kuće - jeste povezan sa određenim stepenom rizika. Zbog toga je važno da razumijete i prihvatite rizike i komplikacije koje mogu doći kod sistema za uklanjanje dlačica za upotrebu kod kuće, a koje koriste svjetlosne impulse.

| Komplikacije | Vjerovatnost komplikacije | Neželjena dejstva | Vjerovatnost neželjenih dejstava |
|--|----------------------------------|---------------------------------|---|
| Uticao nekoliko impulsa na istom području kože | Niska | Blaga iritacija kože | Niska |
| | | Crvenilo kože | Niska |
| | | Povećana osjetljivost kože | Niska |
| | | Pojava ožiljaka | Rijetka |
| | | Pigmentacijske promjene | Rijetka |
| | | Prekomjerno crvenilo i oticanje | Rijetka |
| | | Infekcija | Rijetka |
| | | Hematom | Zanemarljiva |

Blaga bol (nelagodnost) na koži

Iako se generalno uklanjanje dlačica kod kuće, koristeći impulsno svjetlo, toleriše vrlo dobro, većina korisnika tokom tretmana doživljavaju neznatnu nelagodnost što se obično opisuje kao blago peckanje/bockanje na tretiranom području kože. Peckanje obično traje tokom trajanja tretmana ili do nekoliko minuta nakon tretmana. Sve što je izvan ove male neprijatnosti nije normalno i znači da bi trebalo da prekinete sa upotrebom beurer Velvet Skin Pro jer tretman za uklanjanje dlačica nije pogodan za vas ili je postavka nivoa energije previsoka.

Crvenilo kože

Vaša koža može postati crvena direktno nakon tretmana pomoću beurer Velvet Skin Pro ili u roku od 24 sata nakon tretmana. Svako crvenilo uglavnom prolazi u roku od 24 sata. Obratite se svom ljekaru ako crvenilo ne nestaje u roku od dva ili tri dana.

Povećana osetljivost kože

Koža na tretiranoj površini je osetljivija, što može dovesti do sušenja ili ljuštenja kože.

Lezije kože i opekotine

U veoma rijetkim slučajevima, mogu se pojaviti opekotine ili lezije na koži nakon tretmana. Opekotini ili leziji može trebati nekoliko sedmica da zacijele i, u izuzetno rijetkim slučajevima, možete zadobiti vidljiv ožiljak.

Pojava ožiljaka

Iako se vrlo rijetko javlja, može doći do pojave trajnog ožiljaka. Ožiljak se obično javlja u obliku ravne, bijele lezije na koži (hipotrofija). Međutim, može biti širok i crven (hipertrofija) ili širok i proširen dalje od same povrede (keloid). Kasniji estetski tretman može biti potreban da se poboljša izgled ožiljaka.

Pigmentacijske promjene

Beurer Velvet Skin Pro cilja na vlas i, naročito, na pigmentirane ćelije u folikuli dlačice i na samu folikulu. Uprkos ovome, postoji rizik od hiperpigmentacije (povećani pigment ili smeđa diskoloracija) ili hipopigmentacije (blijeđenje) okolne kože. Rizik pigmentacijskih promjena na koži je veći kod ljudi sa tamnijom kožom. Diskoloracija ili promjene pigmentacije kože su obično privremene i trajna hiper ili hipopigmentacija rijetko se javlja.

Prekomjerno crvenilo i otok

U rijetkim slučajevima, tretirana koža može postati vrlo crvena i otečena. Ovo je vjerovatnije da će se desiti kod osjetljivih dijelova tijela. Crvenilo i oticanje treba da prestane u roku od dva do sedam dana i da se liječi čestom primjenom leda. Nježno čišćenje je u redu, ali također morate izbjegavati izlaganje suncu.

Infekcija

Infekcija kože je izuzetno rijetka, ali i dalje je mogući rizik nakon opekotine ili lezije na koži uzrokovane uređajem beurer Velvet Skin Pro.

Hematom

U vrlo rijetkim slučajevima, koristeći uređaj beurer Velvet Skin Pro može doći do plavog / ljubičastog hematoma koji može trajati pet do deset dana. Kada hematoma izblijedi, narandžasto smeđa promjena boje kože (hiperpigmentacija) može se pojaviti, koja može biti trajna.

KORAK 7: Šta se može očekivati od tretmana koristeći beurer Velvet Skin Pro?

Za mnoge korisnike Beurer Velvet Skin Pro može predstavljati prvo iskustvo koje imaju sa uređajem na bazi svjetlosti, a koji je razvijen za upotrebu kod kuće. Beurer Velvet Skin Pro je jednostavan za korištenje i sesije za uklanjanje dlačica ne traju dugo. Tokom sesije sa beurerom Velvet Skin Pro, normalno je da osjetite i primjetite slijedeće:

- **Šum ventilatora** - ventilator za hlađenje u beurer Velvet Skin Pro pravi zvuk sličan onome kod fena za sušenje kose. Ovo je normalno.
- **Pucketajući zvuk pri svakom impulsu** - Kada se aktivira impuls uređaja beurer Velvet Skin Pro, normalno je da čujete neku vrstu pucketajućeg zvuka u isto vrijeme kada bljeska svjetlost.
- **Blagi utisak svjetlosnog prozora** - Ovo je neophodno i korisno za postavljanje okolnih svjetlosnih impulsa i dio je sigurnosne funkcije Velvet Skin Pro.
- **Osjećaj topline i senzacija peckanja** - Tokom svakog svjetlosnog pulsiranja, normalno je da osjećate blagu toplinu i senzaciju peckanja iz energije svjetlosti. Zapamtite da je važno da uvijek koristite niske nivoe energije za prve sesije za uklanjanje dlačica. Možda ćete osjećati toplinu do sat vremena nakon upotrebe uređaja beurer Velvet Skin Pro.
- **Blago crvenilo kože** - Tokom ili neposredno poslije vaše sesije sa beurer Velvet Skin Pro, nije neuobičajeno da imate malo crvenilo kože. To je obično najvidljivije oko samih dlačica. Međutim, ako primjetite potpuno crvenilo kože, pojavu plikova ili opekotine, prestanite za upotrebom uređaja beurer Velvet Skin Pro.

8. Upotreba uređaja beurer Velvet Skin Pro



UPOZORENJE Ako želite da koristite uređaj na Vašem licu, prvo pročitajte uputstva u poglavlju 8.2 do 8.3, prije nego što pogledate Poglavlje 8.1 "Početak tretmana".

8.1 Početak tretmana

1. Izvadite uređaj iz ambalaže.
2. Provjerite da li uređaj, mrežni utikač, priključci i kabal imaju oštećenja.
3. Spojite uređaj na mrežu.
4. Napunite uređaj prije prve upotrebe (trajanje približno 2 sata).



Napomena

Prije tretmana, provjerite da li je koža obrijana, čista i suha (bez bilo kakvog ostatka pudera, kreme, šminke, antiperspiranta ili dezodoransa). Dozvolite da se uređaj ohladi nekoliko minuta ako Vam se čini previše vruć. Možete nastaviti sa tretmanom kao i uobičajeno poslije kratkog vremena hlađenja.



UPOZORENJE

Nemojte čistiti kožu zapaljivim tečnostima kao što je alkohol ili aceton kratko prije upotrebe uređaja beurer Velvet Skin Pro.

5. Pritisnite dugme ON / OFF da biste uključili uređaj
6. Izaberite tačan nivo energije za vašu boju kože pomoću dugmadi +/- ili upotrijebite automatsko

otkrivanje tona kože .

7. Postavite uređaj na kožu pod uglom od 90 stepeni tako da je priključak u potpunom kontaktu. Integrirani senzor za kontakt sa kožom sprječava da svjetlosni impulsi slučajno budu emitovani bez kontakta sa kožom..
8. Indikatorska lampica na zadnjoj strani uređaja svijetli zelenom bojom kako bi ukazala na to da možete nastaviti sa tretmanom.
9. Pritisnite dugme za pokretanje da biste emitovali svjetlosni impuls.
10. Uređaj je opremljen režimom "Auto Flash". Ovaj režim se aktivira ako držite dugme za pokretanje za 3 uzastopna svjetlosna impulsa. Uređaj sada automatski emituje svjetlosne impulse bez potrebe da ponovo pritisnete dugme za pokretanje, sve dok postoji dovoljan kontakt sa kožom.



Napomena Ako pritisnete dugme za pokretanje, a vaša koža je previše tamna ili osunčana, indikatorska lampica na uređaju svijetli crvenom bojom. U ovom slučaju uređaj ne aktivira impuls na ovom području kože. Ako uređaj nema dovoljno kontakta sa kožom i pritisnete dugme za pokretanje, indikatorska lampica na uređaju svijetli narandžastom bojom. U ovom slučaju uređaj ne aktivira impuls na tom području kože također.



UPOZORENJE

Ne tretirajte isto područje kože više od jednog puta po sesiji odstranjivanja dlačica!
Tretiranje područja kože više od jednog puta tokom jedne sesije za uklanjanje dlačica može povećati vjerovatnoću neželjenih nuspojava. Pokušajte da izbjegnute preklapanje impulsa.



Napomena

Impulsi uređaja beurer Velvet Skin Pro trebaju se primjenjivati u redovima - počevši od jednog kraja svakog reda, nastavljajući se na drugi kraj.

Ova tehnika omogućava bolje praćenje područja kože koja su već bila tretirana i pomaže da izbjegnute tretiranje istog područja više od jednog puta ili tretiranje preklapajućih područja kože. Svjetlosna površina uređaja Beurer Velvet Skin Pro je dizajnirana tako da ostavlja privremeni otisak na tretiranoj površini kože. Ovi vidljivi utisci se mogu koristiti za precizno postavljanje slijedećeg impulsa.

11. Podignite uređaj sa kože i stavite ga na slijedeći dio područja tretmana. Prilikom ponovnog pozicioniranja, provjerite da ne ostavljate nikakve praznine ili preklapate tretiranu kožu. Uređaj se odmah puni i spreman je za slijedeći impuls unutar maks. 3 sekunde (na najvišem nivou intenziteta) (indikatorska lampica na uređaju kontinuirano ponovo svijetli zelenom bojom). Ponovite proces dok cijelo područje kože bude tretirano.

Poslije tretmana sa beurer Velvet Skin Pro

- Kada se završi sesija za uklanjanje dlačica koristeći uređaj beurer Velvet Skin Pro, isključite uređaj pritiskom na dugme ON / OFF.

- Nakon svake sesije za uklanjanje dlačica, preporučuje se čišćenje vašeg beurer Velvet Skin Pro uređaja, obraćajući posebnu pažnju na površinu svjetlosti (pogledajte Poglavlje 9.1 "Čišćenje Beurer Velvet Skin Pro").
- Poslije čišćenja, preporučuje se da čuvate Vaš uređaj Velvet Skin Pro u originalnoj kutiji i držite je dalje od vode.

8.2. Tretman lica



UPOZORENJE Nemojte koristiti beurer Velvet Skin Pro na Vašem licu na nivou energije većem od 3. Žene ne bi trebale koristiti beurer Velvet Skin Pro na njihovom licu iznad jagodica na obrazima ili na očima, obrvama ili trepavicama, jer to može dovesti do teškog oštećenja očiju. Muškarci ne bi trebali koristiti beurer Velvet Skin Pro na licu, vratu ili bradi. Nemojte koristiti beurer Velvet Skin Pro na mukoznim membranama u predjelu nosa ili grla.

Koža na licu je vrlo osjetljiva i zahteva posebnu pažnju. Pridržavajte se svih upozorenja i bezbjedonosnih napomena u ovim uputstvima za sprječavanje štetnih posljedica. Preporučujemo da prvo izvedete tretman na tijelu i upoznate uređaj prije izvođenja tretmana na licu.

Sve površine lica ispod jagodica na obrazima, kao što su gornja usna, obrazi, čeljust, brada i vrat mogu biti tretirani pomoću beurer Velvet Skin Pro.



Napomena

Precizni priključak, koji je uključen u isporuku, može se koristiti da učini primjenu na licu lakšom. Ovo čini površinu svjetlosti manjom i omogućava precizniju primjenu. Precizni priključak se lako može pričvrstiti na glavu uređaja postavljanjem i stavljanjem istog na svjetlosnu površinu. Molimo postavite precizni priključak tako da se odgovarajuće izrezano područje (obris) u priključku podudara preko kontakta sa kožom/ senzora za kontakt sa bojom kože. Ako je kontakt za kožu/ senzor za kontakt sa bojom kože pokriven, nije moguće da se aktivira svjetlosni impuls. Koristite precizni priključak sa maks. nivoom energije 3 i koristite samo ako je Vaš ton kože svijetliji od tipa kože 5. Nemojte koristiti precizni priključak za duže od 80 od impulsa u nizu. Postoji rizik da crveni filter postane previše vruć, što može dovesti do opekotina.



1. Morate izvršiti selektivni test osjetljivosti na koži 48 sati prije tretmana (pogledajte Poglavlje 7, korak 2).

Test osjetljivosti na koži treba obaviti na području bez dlačica, kao i ispod uha ili sa strane na vratu, da bi se odredio odgovarajući nivo energije.



UPOZORENJE Ne tretirajte testirano područje najmanje sedmicu dana nakon obavljanja testa osjetljivosti na koži.



Napomena Dlačice na licu mogu biti rezultat hormona, što znači da je nekoliko sesija potrebno da bi se postiglo dugotrajno smanjenje dlačica.

8.3 Njega nakon tretmana lica

- Nanesite umirujući losion kao što je aloe vera.
- Ne koristite pilinge, losione za izbjeljivanje ili slične proizvode najmanje 24 sata, jer to može iritirati tretiranu kožu.

• Barem 48 sati nakon tretmana, izbjegavajte više od 15 minuta direktnog izlaganja suncu.

Ako je nedavno tretirana koža izložena sunčevoj svjetlosti tokom ovog perioda, zaštita od sunca sa SPF 30 ili višim, mora se primijeniti.

Nemojte uklanjati dlačice na tretiranim područjima koristeći vosak ili pincete.

Zapamtite da za uklanjanje dlačica potreban kompletan ciklus rasta dlačica da bi bio potpun.

9. Čuvanje beurer Velvet Skin Pro uređaja

9.1. Čišćenje

Nakon svake sesije za uklanjanje dlačica, preporučuje se da očistite vaš beurer Velvet Skin Pro uređaj, obraćajući posebnu pažnju na područje svjetla.



VAŽNO

Nikada ne potapajte beurer Velvet Skin Pro ili bilo koji njegov dio u vodu!

• Koristite čistu, suhu tkaninu i sredstvo za čišćenje specijalno razvijeno za elektronske uređaje da biste nježno očistili beurer Velvet Skin Pro, obraćajući posebnu pažnju području svjetla.

10. Rješavanje problema

"Moj beurer Velvet Skin Pro ne može se uključiti."

- Uvjerite se da je baterija uređaja napunjena (pomoću zelenog svjetla na displeju statusa baterije).
- Ako IPL uređaj ne emituje svjetlosni impuls, provjerite da li je:
 - a. Priključak za tretman pravilno pričvršćen na vaš uređaj (uređaj ne radi ako nije stavljen na uređaj ili nije pravilno postavljen na njega).
 - b. Uređaj je i dalje u automatski aktiviranom sigurnosnom režimu ako je otkriveno da nema kontakta sa kožom ili je nedozvoljeni ton kože otkriven.
 - c. Postoji potpun kontakt sa kožom.
 - d. Područje tretmana je premalo, zakrivljeno ili koščato. Prozor za tretman mora biti postavljen u potpunosti na područje tretmana (pokušajte da povučete kožu ravno).
 - e. Emisija svjetlosnog impulsa blokira se ako IPL uređaj otkrije ton koji je previše tamn. U ovom slučaju indikatorska lampica kratko svijetli crvenom bojom.
 - f. U slučaju problema sa bezbjednošću i kada se postigne kraj upotrebnog vijeka, indikatorska lampica svijetli crvenom bojom. U tom slučaju, uređaj se automatski isključuje.
- **Opšta greška**
 - a. Prozor tretmana se mora očistiti u skladu sa uputstvima u odnosnom odjeljku, ako je prljav ili prašnjav. Kontaktirajte servisne službe ako ne možete sami očistiti prljavštinu.
 - b. Ako se svjetlosni impulsi emituju na odložen način nakon promjene područja tretmana, koristite uređaj u hladnom okruženju, ako je potrebno. Svjetlosni impulsi mogu se emitovati sporije u toplijim temperaturama okoline.
 - c. Ako dođe do opšte greške, isključite uređaj, sačekajte deset sekundi i ponovo ga spojite.
- Ako i dalje imate problema sa svojim uređajem, obratite se korisničkoj službi.

11. Često postavljana pitanja

1. Da li Velvet Skin Pro zaista funkcioniše?

Da. U kliničkim testovima koje su obavljali ljekari, dokazano je da se tehnologija kod uređaja beurer Velvet Skin Pro može koristiti za postizanje trajnih rezultata uklanjanja dlačica. Međutim, rezultati mogu varirati u zavisnosti od ciklusa rasta dlačica, nivoa energije koji se koristi, debljine i boje dlačica.

2. Na kojim dijelovima moga tijela mogu da koristim beurer Velvet Skin Pro?

Beurer Velvet Skin Pro je dizajniran za uklanjanje dlačica po cijelom tijelu. Najčešća područja koja se tretiraju sa beurer Velvet Skin Pro uređajem su noge, područje pazuha, ruke, bikini i lice ispod jagodica na obrazima.

3. Koliko dugo traje sesija tretmana pomoću uređaja beurer Velvet Skin Pro?

Vrijeme može da varira u zavisnosti od površine tijela koje se tretira. Tretman cijelog tijela (noge, ruke, područje pazuha, bikini zona i lice ispod jagodica na obrazima) traje oko 21 minut na najnižem nivou intenziteta, koristeći veliki priključak.

4. Da li je Beurer Velvet Skin Pro siguran?

Beurer Velvet Skin Pro je razvijen sa velikim fokusom na vašu sigurnost i koristi klinički testiranu tehnologiju. Međutim, ovaj uređaj - kao i bilo koji drugi proizvod ili elektronski uređaj namijenjen za primjenu na koži, mora se koristiti u skladu sa uputstvima za upotrebu i bezbjedonosnim napomenama za korisnike.

5. Da li beurer Velvet Skin Pro uzrokuje bol?

Kada se pravilno koristi, većina korisnika Velvet Skin Pro-a izvještava o blagom toplom osjećaju kada se izdaje svjetlosni impuls. Korisnici sa debljim i tamnijim dlačicama mogu osjećati malo više nelagodnosti, ali ovo treba prestati kada je sesija za uklanjanje dlačica završena. Beurer Velvet Skin Pro ima šest postavki nivoa energije koje možete izabrati prema vašoj osjetljivosti.

6. Koliko često treba da koristim beurer Velvet Skin Pro? U slučaju tretmana uklanjanja dlačica na tijelu, prve četiri sesije moraju biti izvođene u razmacima od po 2 sedmice. Peta do sedme sesije moraju biti izvođene u razmacima od po 4 sedmice. Bilo koja daljnja sesija mora biti izvedena ako su dlačice ponovo narasle, dok se ne postignu željeni rezultati. U ovom slučaju tretmana dlačica na licu ispod jagodica na obrazima, prvih šest sesija mora biti izvedeno u razmacima od po 2 sedmice. Sedma to dvanaeste sesije mora biti izvedena u razmacima od po četiri sedmice. Bilo koja daljnja sesija mora biti izvedena ako dlačice ponovo narastu, dok se ne postignu željeni rezultati.

7. Da li je beurer Velvet Skin Pro efektivan na bijeloj, sivoj ili plavoj kosi?

Beurer Velvet Skin Pro najbolje funkcioniše na tamnim tipovima dlačica ili na dlačicama sa većim sadržajem melanina. Melanin je pigment koji daje dlačicama i koži boju i upija svjetlosnu energiju. Crne i tamno smeđe dlačice pokazuju najbolji odgovor. Smeđe i svijelo smeđe dlačice također odgovoraju na

tretman, ali obično za iste treba više sesija odstranjivanja dlačica. Ograničeni efekat može se vidjeti na crvenim dlačicama. Bijele, sive ili plave dlačice obično ne reaguju na beurer Velvet Skin Pro, iako je nekoliko korisnika primjetilo rezultate nakon višestrukih sesija odstranjivanja dlačica.

8. Da li mogu da koristim beurer Velvet Skin Pro na smeđoj ili crnoj koži?

Nemojte koristiti beurer Velvet Skin Pro na prirodno tamnoj koži! Ne reaguje! Beurer Velvet Skin Pro je uređaj zasnovan na svjetlosti koji uklanja neželjene dlačice pomoću selektivnog tretmana pigmenta dlačica. Druga količina pigmenta je prisutna u okolnom tkivu kože. Količina pigmenta u koži bilo kojeg čovjeka - što se može vidjeti po boji kože - određuje stepen rizika kojem je osoba izložena prilikom korištenja beurer Velvet Skin Pro. Tretiranje tamne kože sa procedurom za uklanjanje dlačica na bazi svjetlosti može imati negativne posljedice, kao što su na primjer, opekotine, plikovi ili diskoloracija kože (hiper ili hipopigmentacija). Beurer Velvet Skin Pro ima integrisani senzor boje kože, koji mjeri boju tretirane kože na početku svake sesije i povremeno tokom same sesije. Senzor boje kože sprječava beurer Velvet Skin Pro da emituje daljnje impulse ako otkrije da je uređaj korišten na tamnijim tonovima kože.

9. Kada ću vidjeti rezultate Beurer Velvet Skin Pro?

Kao i kod svih ostalih uređaja za uklanjanje dlačica koji se zasnivaju na svjetlosti ili laserskim zracima, rezultati se ne mogu vidjeti odmah i možete pomisliti da se uopšte ništa ne dešava. Nakon sesije za uklanjanje dlačica, nekada dlačice ponovo narastu, ali normalno, mnoge od ovih dlačica će jednostavno ispasti nakon dvije sedmice. Pored toga, dlačica raste u tri različite faze, a beurer Velvet Skin Pro ima samo efekat na dlačice u fazi aktivnog rasta. Ovo je jedan od glavnih razloga zbog kojeg je potrebno više sesija za postizanje željenog rezultata.

10. Da li muškarci mogu da koriste beurer Velvet Skin Pro?

Iako je beurer Velvet Skin Pro razvijen za žene, uređaj je također pogodan za upotrebu od strane muškaraca. Međutim, muške dlačice - obično na grudima - zahtijevati će više sesija za uklanjanje dlačica nego što će se to kod žena zahtijevati, da bi se postigli željeni rezultati.

11. Zašto mi još uvijek rastu dlačice, iako sam ih tretirala prije sedmicu dana?

Može izgledati kao da dlačice i dalje rastu do dvije sedmice nakon sesije uklanjanja dlačica koristeći beurer Velvet Skin Pro. Ovo je poznato kao proces "izbacivanja", a nakon oko dvije sedmice, uvidjeti ćete da dlačice jednostavno ispadaju ili mogu biti izvučene laganim povlačenjem. (Međutim, mi ne preporučujemo da vučete dlačice - jednostavno pustite da prirodno ispadnu). Također je moguće da neke dlačice neće biti zahvaćene uređajem beurer Velvet Skin Pro zbog propuštene primjene ili različitih faza rasta. Ove dlačice se tretiraju u narednim sesijama i zbog toga je potrebno nekoliko sesija za uklanjanje dlačica da bi se postigli najbolji rezultati sa beurer Velvet Skin Pro.

12. Da li je tačno da neke dlačice koje ponovo narastu budu tanje nakon tretmana za uklanjanje dlačica baziranog na svjetlosti?

Ovaj fenomen je u velikoj mjeri dokumentiran od strane kozmetičara i doktora koji koriste svjetlost i uređaje na bazi lasera za uklanjanje dlačica. Moguće je da neke dlačice narastu kao tanje i finije nakon uklanjanja dlačica pomoću beurer Velvet Skin Pro. Normalno, ove dlačice su dio onih koje su prethodile, i daljnji tretman može imati željeni efekat na iste.

13. Zašto ne mogu da izvodim tretman kada imam "aktivan" ton?

Nemojte koristiti beurer Velvet Skin Pro na osunčanoj koži ili nakon izlaganja suncu. Osunčana koža, posebno nakon izlaganja suncu, sadrži veliku količinu pigmenta melanina. Ovo važi za sve tipove i boje kože, uključujući i one koje ne izgledaju da će brzo potamniti. Prisustvo velike količine melanina izlaže kožu povećanom riziku od štetnih posljedica u vezi sa upotrebom beurer Velvet Skin Pro, uključujući opekotine, pojavu plikova i diskoloraciju kože (hiper ili hipopigmentacija).

14. Da li je dugotrajna upotreba Velvet Skin opasna?

Korištenje svjetlosti i laserske energije u estetskoj medicini je obimno dokumentovano u preko 15 godina u stručnim časopisima koje proveravaju stručnjaci i ugledne institucije kao što je Mayo Clinic (Mayo klinika). Ovi časopisi i institucije nisu prijavili nikakve neželjene efekte ili štetu kao rezultat dugoročne upotrebe uređaja na bazi svjetlosti ili lasera.

15. Mogu li da koristim beurer Velvet Skin Pro da uklonim dlačice na bradi ili druge dlačice na licu? Beurer Velvet Skin Pro se može koristiti na licu ispod jagodica na obrazima. Kada koristite na licu, važno je izbjeći područje oko očiju. Beurer Velvet Skin Pro se ne smije koristiti oko ili ispod očiju, pod bilo kojim okolnostima. Kao i kod drugih dijelova tijela, izlaganje suncu prije ili poslije tretmana pomoću beurer Velvet Skin Pro treba izbjegavati. Prihvatljiva zaštita od sunca obuhvata odjeću koja pokriva područje ili kremu za sunčanje (najmanje SPF 30+) koja se mora nanijeti prije i poslije tretmana.

16. Nakon nezaštićenog izlaganja suncu, koliko dugo treba da čekam prije nego što izvršim tretman sa beurer Velvet Skin Pro?

Trebali biste sačekati dvije sedmice nakon nezaštićenog izlaganja suncu prije upotrebe beurer Velvet Skin Pro. Ako sta ipak nesigurni oko izlaganja suncu, trebali biste konsultovati vašeg liječnika.

17. Da li postoje neki konkretni koraci koje treba da poduzmem prije korištenja beurer Velvet Skin Pro?

Prije svake sesije korištenja beurer Velvet Skin Pro, važno je da izlaganje tretiranog područja sunčevoj svjetlosti bude izbjegavano najmanje dvije sedmice. Ovome može pomoći UV krema za sunčanje (SPF 30+) i odjeća koja pokriva tretirano područje. Štaviše, područje koje će se tretirati treba čistiti blagim sapunom i vodom i dlačice trebaju biti obrijane do površine kože.

18. Kako treba da se brinem za područje tretmana nakon upotrebe beurer Velvet Skin Pro?

Područje tretirano sa beurer Velvet Skin Pro može se čistiti i njegovati upotrebom uobičajenih proizvoda za njegu kože. Nemojte izlagati područje sunčevoj svjetlosti bez odgovarajuće zaštite. Zaštitna krema od sunčeve svjetlosti sa visokim zaštitnim faktorom (30+) i odjeća koja pokriva područje pruža dovoljnu zaštitu od sunca.

12. Odlaganje

Prazne, potpuno ispražnjene baterije moraju se odložiti preko posebno označenih kutija za sakupljanje, tačaka za reciklažu ili preko prodavača elektronike. Zakonski ste obavezni da odložite baterije. Slijedeće šifre se štampaju na baterijama koje sadrže štetne materije: Pb = Baterija sadrži olovo, Cd = Baterija sadrži kadmijum, Hg = Baterija sadrži živu. Zbog ekoloških razloga, nemojte odlagati uređaj na kućni otpad, na kraju njegovog upotrebog vijeka. Odložite uređaj na odgovarajuću lokalnu kolekciju ili tačku za recikliranje. Odložite uređaj u skladu sa EC direktivom - WEEE (Otpad električne i elektronske opreme). Ako imate bilo kakvih pitanja, molimo kontaktirajte lokalne organe nadležne za odlaganje otpada. Baterija uređaja mora biti odložena odvojeno. Baterija ne smije biti odložena sa kućnim otpadom. Za informacije o odlaganju molimo kontaktirajte nadležnog prodavca ili nadležnog organa odgovoran za odlaganje otpada










13. Tehnički podaci:




| | | |
|-------------------------|---|--|
| Tip | IPL 8500 | |
| Površina tretmana | 4.5 cm ² / precizni priključak 2 cm ² | |
| Tehnologija | IPL (Intenzivni svjetlosni impuls) za kućnu upotrebu | |
| Talasna dužina | 475–1200 nm (veliki priključak), 550–1200 nm (precizni priključak) | |
| Maks. nivo energije | maks. 5 J/cm ² | |
| Izberivi nivoi energije | 6 | |
| Brzina | 1 impuls na intervalima od maks. 3 sekunde (na najvišem nivou intenziteta) | |
| Maks. impulsi u svjetlu | 300,000 | |
| Dimenzije | oko. 200x175x65 mm | |
| Težina | oko. 480g | |
| Temperatura | Rad | 10–40 °C |
| | Skladištenje | -10–70 °C |
| Relativna vlažnost | Rad | 30–70% rel. vl. |
| | Skladištenje | 0 – 90% rel. vl. na 55 °C (bez kondenzacije) |
| Baterija | Lithijum-ion baterija, 7.4 V, 2500 mAh | |
| Impulsi po punjenju | 550 bljesaka | |

14. Glavni dio

| | |
|---------------|---------------------------|
| Broj modela | YJS024Y-1201800 |
| Ulaz | 100-240V ~ 50/60Hz, 500mA |
| Izlaz | 12V \equiv 1.8A |
| Zaštita | Dvostruko zaštićen |
| Polaritet | \ominus — \oplus |
| Klasifikacija | Klasa zaštite II |

Tabela boja dlačica i kože

| Tip kože Dlačice | I | II | III | IV | V | VI |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----|
| Crna  | Energija 4-5-6 | Energija 4-5-6 | Energija 3-4 | Energija 1-2-3 | Energija 1-2-3 | ✗ |
| Tamno smeđa  | Energija 4-5-6 | Energija 4-5-6 | Energija 3-4 | Energija 1-2-3 | Energija 1-2-3 | ✗ |
| Smeđa  | Energija 4-5-6 | Energija 4-5-6 | Energija 3-4 | Energija 1-2-3 | Energija 1-2-3 | ✗ |
| Tamno plava  | Energ. 4-5-6 | Energ. 4-5-6 | Energ. 3-4 | Energ. 1-2-3 | Energ. 1-2-3 | ✗ |
| Svijetlo plava  | Energ. 4-5-6 | Energ. 4-5-6 | Energ. 3-4 | Energ. 1-2-3 | Energ. 1-2-3 | ✗ |
| Osveta  | Energ. 4-5-6 | Energ. 4-5-6 | Energ. 3-4 | Energ. 1-2-3 | Energ. 1-2-3 | ✗ |
| Siva/ bijela  | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

Što je viši nivo energije, biti će i veća efikasnost tretmana .

